

# Gebruiksaanwijzing

Herbruikbaar Chirurgisch Instrumentarium

Oorspuit, aanzetstuk(ken) en spatchild

## 1. Algemene instructies







Het is van groot belang dat aan alle voorwaarden die zijn opgenomen binnen deze gebruiksinstructie wordt voldaan en dat alle informatie aandachtig wordt bestudeerd. Wanneer dit niet het geval is mogen deze instrumenten niet (klinisch) worden gebruikt.

Mochten er onzekerheden, meningsverschillen of vragen ontstaan, dan kunt u contact met ons opnemen met betrekking tot het (her-) gebruik van de instrumenten.

Deze gebruiksinstructie fungeert niet als vervanging van adequate opleiding van de gebruiker, alsmede de beschikbaarheid van de beste beschikbare technologie. Wij gaan er dan ook van uit dat de wettelijke bepalingen, normen en aanbevelingen (o.a. van RIVM, RKI, NEN of AKI) bekend zijn bij de gebruiker (zie "Normen/Referenties onder punt 19) en worden nageleefd.

**⚠ LEES DE VOLLEDIGE GEBRUIKSINSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR EERSTE GEBRUIK**

## 2. Gebruikte symbolen

 <b>MD</b> Medisch hulpmiddel	 <b>LOT</b> LOT-nummer
 Elektronische Gebruiksaanwijzingen (bestudeer deze voor gebruik)	 Product is in overeenstemming met richtlijn 93/42/EEC voor medische producten klasse 1
 Fabrikant	 Niet steriel

## 3. Beschrijving en product specifieke instructie

De producten waar deze gebruiksinstructie betrekking op heeft zijn chirurgische instrumenten, te weten oorspuiten (de spuit, aanzetstuk(ken) en spatschild), welke vallen onder de Nationale en Europese regelgeving voor Medische Hulpmiddelen.

## 4. Beoogd gebruik en indicaties

Uitsluitend een behandelend arts, of beter gezegd een gekwalificeerd gebruiker, mag gebruik maken van het chirurgische instrumentarium. De gebruiksinstructie is alleen bedoeld als hulp bij het gebruik van chirurgische instrumenten en is niet bedoeld om informatie te verschaffen over de chirurgische techniek.

De gekwalificeerd gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het instrument voor bepaald gebruik. Het is een vereiste dat de gebruiker een adequate training heeft gevolgd en beschikt over voldoende informatie en ervaring voor het gebruik ervan.

**⚠ DEZE GEBRUIKSAANWIJZING KAN EEN DEGELIJKE OPLEIDING NIET VERVANGEN**

**Doelgroep:** Personen aan wie in geval van een ziekte, aandoening of letsel medische hulp wordt verleend door een gekwalificeerd gebruiker waarbij het gebruik van een herbruikbaar chirurgisch instrument vereist wordt.

Gebruik de herbruikbare chirurgische instrumenten voor geen ander doel dan hun beoogd gebruik. Hieronder vindt u een lijst van de instrumenten met een specificatie van mogelijke indicaties:

Productgroep	Beoogd gebruik/indicatie
Oorspuiten (Spuut,Aanzetstuk, Spatschild)	Otologie-instrumenten zijn chirurgische instrumenten welke worden gebruikt bij het uitvoeren van otologie procedures (oorheelkunde). Een oorspuit is een chirurgisch instrument dat wordt gebruikt bij professionele reiniging van de gehoorgang middels lavage, bijvoorbeeld bij verstopping door cerumen (oorsmeer). De behandeling wordt uitgevoerd indien er klachten zijn zoals pijn, verminderd gehoor, of een gevoel van verstopping. Overtollig oorsmeer wordt tijdens de behandeling met water/spoelvloeistof

## 5. Contra-indicaties

De onderstaand vermelde omstandigheden/situaties kunnen de kans op een succesvol resultaat negatief beïnvloeden (contra-indicaties). Deze lijst is niet limitatief;

- Bij perforatie (eventueel in het verleden) van het trommelvlies (gaatje).
- Indien de patiënt eerder geopereerd is aan het oor of trommelvlies.
- Bij een loopoor (pusuitvloed) bij een gehoorgangontsteking.
- Indien de patiënt in het verleden moeilijkheden heeft ondervonden als gevolg van éénzelfde behandeling.
- Bij een bestaande of recent doorgemaakte gehoorgangontsteking.
- Allergie of gevoeligheid voor de materialen van het instrument.

## 6. Gebruikte materialen

De duurzaamheid van chirurgische instrumenten is grotendeels afhankelijk van het materiaal waar het instrument uit vervaardigd is. Chirurgische instrumenten zijn vervaardigd uit roestvrijstaal volgens ISO 7153-1:2016 en EN 10088-3:2014 en/of Ti-6Al-4V legering in overeenstemming met ISO 5832-3:2016/ASTM F136-13.

## 7. Mogelijke bijwerkingen

De kans op eventuele bijwerkingen kan worden geminimaliseerd door de gebruiksaanwijzingen in deze instructie op te volgen.

In de meeste gevallen worden mogelijke complicaties niet direct gerelateerd aan het gebruik van de instrumenten, maar eerder toegeschreven aan onjuiste keuzes, onvoldoende training van de gebruiker of aan de conditie van de patiënt.

Bij alle chirurgische ingrepen kunnen er bijwerkingen en complicaties optreden. Uit de verschillende reacties welke kunnen optreden, noemen wij enkele van de meest algemene. Deze lijst is niet limitatief;

- Pijn in het behandelend gebied
- Duizeligheid na behandeling
- Jeuk
- Vroege of late infectie, zowel diep en/of oppervlakkig
- Metaal overgevoelighedsreacties bij patiënten
- Gehoorgang- of trommelvliesbeschadiging

## 8. Voorzorgsmaatregelen voor eerste gebruik



De herbruikbare instrumenten worden NIET-STERIEL geleverd.

Voor het eerste gebruik dienen instrumenten die niet-steriel worden geleverd, na verwijdering van de beschermende transportverpakking, te worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. Effectieve reiniging en desinfectie is een voorwaarde voor efficiënte sterilisatie. Informatie over het verwerken van herbruikbare niet-steriele chirurgische instrumenten vindt u onder punt 10 van deze gebruiksinstructies (Reiniging, Desinfectie, Onderhoud en- Sterilisatie).

## 9. Algemene waarschuwingen

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele complicaties als gevolg van een onjuiste diagnose, een verkeerde productkeuze of onjuist gebruik van het medische hulpmiddel.

De behandelend medisch specialist, alsmede alle andere personen betrokken bij het gebruik van de herbruikbare niet-steriele instrumenten, zijn binnen hun eigen werkteerrein verantwoordelijk om te beschikken over voldoende productkennis gebaseerd op de huidige stand van de technologie. Dit faciliteert correct gebruik van de herbruikbare niet-steriele instrumenten en voorkomt veiligheidsrisico's voor patiënten, gebruikers of derden.

Het is de verantwoordelijkheid van de behandelend medisch specialist om rekening te houden met de klinische en medische toestand van de patiënt, en om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke complicaties die kunnen optreden.

Voor het gebruik van bepaalde herbruikbare niet-steriele instrumenten kunnen extra bronnen van informatie van toepassing zijn. Dit kan bestaan uit onder meer productcatalogi, video's, technische specificaties, instructies van medische productadviseurs, werkgroepen, seminars, gespecialiseerde cursussen, publicaties, enz.

De gebruiksindicaties omvatten standaard instructies welke in specifieke situaties kunnen afwijken. Dit gebeurt naar inschatting van (voldoende) geschoold medisch personeel. De verantwoordelijkheid voor de juiste behandeling van de patiënt en de aanwezigheid van een adequate opleiding berust bij de behandelend medisch specialist.

De behandelend medisch specialist moet de verwachtingen, verbonden aan het gebruik van het instrument, met de patiënt bespreken. Specifieke aandacht moet hierbij worden besteed aan de postoperatieve periode en de noodzaak van periodieke medische nazorg. De patiënt moet worden geïnstrueerd over de juiste postoperatieve hygiënische procedures en moet worden geïnstrueerd om eventuele ongebruikelijke veranderingen direct aan de behandelend medisch specialist te melden. De behandelend medisch specialist moet hierbij de mogelijkheid van klinisch falen bekijken en de noodzakelijke maatregelen met de patiënt bespreken om genezing te bewerkstelligen.

Na contact met of het gebruik bij patiënten met de ziekte van Creutzfeldt - Jakob (CJD) (of zijn varianten), wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. Houd er tevens rekening mee dat de niet gebruikte instrumenten in de instrumenten-tray ook besmet kunnen zijn. Hergebruik van deze instrumenten, zelfs volgens de RKI richtlijnen, berust uitsluitend op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

## 10. Verwerken van de instrumenten (Reiniging, Desinfectie, Onderhoud en Sterilisatie)

**Belangrijk:** Wij raden aan om onderstaand reinigen/onderhoud na elk gebruik uit te voeren omdat indroging de oorspuit kan beschadigen en het reinigingsproces zal bemoeilijken. Daarnaast zal het consequent onderhouden de levensduur van het instrument aanzienlijk verlengen en bijdragen aan het correct blijven functioneren van het instrument.

<b>NEN-EN-ISO 17664:2018</b> Sterilisatie van medische hulpmiddelen. Informatie te verstrekken door de fabrikant voor de terugwinning van opnieuw te steriliseren medische hulpmiddelen (ISO 17664:2017, IDT)	
Activiteit	Paragraaf gebruiksaanwijzing
Directe behandeling op de gebruikslocatie / voorreiniging:	§ 10.1
Vorbereidingen voorafgaand aan reiniging en desinfectie	§ 10.2
Handmatige reiniging en desinfectie	§ 10.3
Machinale reiniging en desinfectie	§ 10.4
(Sterilisatie)-verpakking	§ 10.5
Sterilisatie	§ 10.6
Onderhoud - smering	§ 10.7
Hermonteren	§ 10.8
Opslag steriele medische hulpmiddelen	§ 10.9
Inspectie voorafgaand aan gebruik	§ 10.10
Onderhoud instrumenten	§ 10.11
(Interne) Verplaatsing na verwerking	§ 10.12

### **10.1 Directe behandeling op de gebruikslocatie/voorreiniging**

Direct na een procedure dient grove debris van chirurgische instrumenten te worden verwijderd met behulp van gedestilleerd of gedemineraliseerd water en een hiervoor geschikte doek. Hierdoor kunnen bloed en andere vloeistoffen zich niet aanzetten op de instrumenten.

### **10.2 Voorbereidingen voorafgaand aan reiniging en desinfectie**

De chirurgische instrumenten waarop dit document betrekking heeft vereisen geen specifieke voorbereidingen of disassemblage voorafgaand aan de reiniging en desinfectie.

### **10.3 Handmatige reiniging en desinfectie**

#### **Stap 1. Demonteren**

Open de oorspuit en demonteer de onderdelen (de spuit, aanzetstuk en het spatscherm). Reinig en desinfecteer elk van de onderdelen afzonderlijk.

#### **Stap 2. Behoud de vochtigheid**

Instrumenten dienen na gebruik direct in een instrumenten-lade of instrumentencontainer te worden geplaatst. Bedek de instrumenten hierbij met een doek welke met gedestilleerd of gedemineraliseerd water is bevochtigd. Er zijn eventueel ook bewaarmiddelen (schuimmiddelen) beschikbaar welke specifiek geschikt zijn voor dit doeleind.

#### **Stap 3. Instrumenten reinigen**

Kies voor het reinigen en desinfecteren een reinigings- en desinfectiemiddel dat geschikt is voor het gebruik bij chirurgische instrumenten en volg tevens de gebruiksinstructies op van de fabrikant van dit middel. Te allen tijde dient de reinigings- en desinfectie oplossing frequent te worden vernieuwd. Indien een oplossing te lang wordt gebruikt dan kan dit tot gevolg hebben:

Corrosiegevaar als gevolg van verontreiniging

Corrosiegevaar door toenemende concentratie (als gevolg van verdamping)

Verminderde desinfectiewerking als gevolg van verontreiniging

Scharnierende instrumenten dienen geopend in de reinigings- en desinfectie oplossing te worden geplaatst (om zo elkaar afdekkende oppervlakken tot een minimum te beperken). Gebruik bij de reiniging een zachte handborstel om het vuil te verwijderen van alle oppervlakken van het instrument. Borstel het instrument hierbij terwijl het in de oplossing is ondergedompeld. Gebruik een zachte rager om instrumenten met een toegankelijke opening te reinigen.

Gebruik binnen het reinigings- en desinfectieproces geen staalwol, draadborstels, scalpelmessjes of sterk schurende reinigingsmiddelen om vuil van de chirurgische instrumenten te verwijderen. Deze beschadigen de passieve laag van de instrumenten waardoor een instrument eerder corrosieverschijnselen zal vertonen.

#### **Stap 4. Spoelen**

Spoel de instrumenten na de reiniging grondig af. De spoeling dient plaats te vinden met gedestilleerd water ter voorkoming van verkleuringen en afzetting op de instrumenten.

#### **Stap 5. Ultrasoon reinigen (optioneel)**

Ultrasoon reinigen wordt gezien als een goede ondersteuning tijdens het reinigingsproces maar mag zeer beslist niet gezien worden als vervanging voor het reinigen (stap 2). Bij het ultrasoon reinigen dient u zich te houden aan de voorschriften van de producent van de ultrasoon reiniger. Volg hierbij de aanbevelingen op aangaande cyclustijden, reinigingsmiddelen, plaatsing van de instrumenten en "ontgassing" van het reinigingsmiddel.

### **Stap 6. Spoelen (indien Stap 4 is uitgevoerd)**

Na de ultrasoon reiniging dient u de instrumenten grondig af te spoelen. Ook bij deze laatste spoeling dient u gebruik te maken van gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Het gebruik van kraanwater kan met name bij deze laatste spoeling verkleuringen en afzetting op de instrumenten veroorzaken.

### **Stap 7. Drogen**

De instrumenten dienen na de laatste spoeling grondig te worden gedroogd. U kunt hierbij gebruik maken van pluisvrije disposable droogdoeken. Indien aanwezig kunt u gebruik maken van een droogpistool met perslucht. Met perslucht kan zeer behoedzaam en efficiënt worden gedroogd. Besteed bij het drogen van scharnierende instrumenten wat extra aandacht aan de scharnierpunten. Door opdroging (aan de lucht) neemt de concentratie van chloriden toe waardoor de kans op putcorrosie stijgt. Met name bij scharnierende delen welke doorgaans moeilijk te drogen zijn kan dit voorkomen. Goede droging zal de kans op verkleuring en afzetting verkleinen.

### **Stap 8. Inspectie instrumenten**

Binnen deze stap dienen de instrumenten visueel te worden geïnspecteerd. Hierbij dient te worden opgelet of de instrumenten schoon zijn en of deze correct functioneren.

Defecte of niet correct functionerende instrumenten dienen te allen tijde uit de roulatie te worden gehaald en indien mogelijk voor reparatie te worden aangeboden.

Indien instrumenten visueel niet volledig schoon zijn dienen deze nadere reiniging te ondergaan. Vervolg het proces afhankelijk van de aard van de verontreiniging op stap 1 of 6.

### **Stap 9. Onderhoud/Smeren van scharnierende instrumenten**

Het smeren van chirurgische instrumenten (welke dit nodig hebben) is een belangrijke stap bij het voor hergebruik geschikt maken van de instrumenten. Het is van groot belang dat wordt gekozen voor een smeermiddel dat geschikt is voor de sterilisatiemethode welke u uitvoert (het smeermiddel dient permeabel en hittebestendig te zijn). Het smeermiddel dient aangebracht te worden op het instrument alvorens deze gesteriliseerd wordt. Het smeermiddel dient te worden aangebracht op de bewegende (scharnierende) delen van de instrumenten. Deze kunnen zodoende vrijelijk bewegen en zijn beter beschermd tegen afzettingen en slijtage. Correcte smering is een essentiële stap voor het garanderen van een lange levensduur van een instrument.

## **10.4 Machinale reiniging en desinfectie**

Naast het handmatig reinigen en desinfecteren van chirurgische instrumenten kan er ook worden gekozen voor het gebruik van een desinfecterende wasmachine (Washer /Disinfector). Deze vorm van reiniging geniet doorgaans de voorkeur boven een handmatige reiniging. Door de automatische procesvoering en verminderde invloed van de menselijke factor, zal het proces op reproduceerbare wijze worden uitgevoerd (B9100:2015 nl).

Bij het gebruikmaken van de desinfecterende wasmachine dient u te allen tijde de aanbevelingen van de fabrikant ervan na te leven. Verder is van belang;

- De desinfecterende wasmachine heeft een bewezen doeltreffendheid (CE-markering volgens DIN-EN-ISO-15883-1).
- Maak bij voorkeur gebruik van een bewezen programma voor thermische desinfectie (A0-waarde $\geq$ 3000). (Bij chemische desinfectie bestaat het risico op residuen van desinfectans op de instrumenten\*).
- Het programma dat wordt gebruikt bevat voldoende spoelcycli en is geschikt voor de reiniging van chirurgische instrumenten.
- De desinfecterende wasmachine dient periodiek te worden onderhouden en getest.

\* Bij het toepassen van chemische desinfectie dient gebruik te worden gemaakt van een desinfectiemiddel met bewezen effectiviteit (FDA goedkeuring en/of CE-markering) en het middel dient geschikt te zijn voor het gebruik bij instrumenten (zie hoofdstuk 12 “Materiaalbestendigheid”).

Verder is een juiste belading van de machine een voorwaarde voor een effectieve machinale behandeling. U dient hierbij rekening te houden met het volgende;

- Open de oorspuit en demonteer de onderdelen (de spuit, aanzetstuk en het spatscherm). De onderdelen dienen afzonderlijk op de zeefschaal te worden gelegd.
- De zeefschalen mogen niet te vol beladen zijn, zodat de instrumenten goed kunnen worden omspoeld;
- Scharnierende instrumenten moeten geopend in de desinfecterende wasmachine worden geplaatst;
- Grote instrumenten moeten zo op de zeefschaal worden gelegd dat hun spoel schaduw de reiniging van andere instrumenten niet belemmeren;
- Instrumenten met holle ruimtes moeten ook van binnen volledig worden doorgespoeld. Hiervoor moeten speciale, op het instrumentarium afgestemde inzetten met spoelsystemen worden gebruikt;
- De instrumenten moeten afhankelijk van hun mechanische kwetsbaarheid zodanig worden neergelegd en opgeslagen dat beschadiging is uitgesloten.

### **10.5 (Sterilisatie)-verpakking**

Nadat de chirurgische instrumenten zijn gereinigd en gedesinfecteerd zijn deze gereed voor sterilisatie. De instrumenten dienen hiervoor te worden verpakt in laminaatzakken en/of sterilisatiecontainers die voldoen aan de volgende eisen:

In overeenstemming met DIN-EN-868-5:2019/EN-ISO-11607-1:2019

Geschikt voor stoomsterilisatie (bestand tegen temperaturen van  $\geq 137$  °C (279 °F))

Voldoende bescherming van de instrumenten of sterilisatie verpakking tegen mechanische schade

Regelmatig onderhouden volgens specificaties van fabrikant (bij sterilisatie containers)

Labelen: De verpakking moet tevens de mogelijkheid bieden tot het vermelden van bepaalde gegevens, waaronder;

- Sterilisatiedatum
- Inpakker/verwerker
- Houdbaarheidsdatum
- Inhoud

### **10.6 Sterilisatie**

Sterilisatie is een proces dat alle micro-organismen op of in een voorwerp doodt of inactieveert. Iets wordt gekwalificeerd als ‘steriel’ indien; de kans op aanwezigheid van levende organismen per gesteriliseerde eenheid kleiner is dan één op één miljoen. Bij het steriliseren dienen te allen tijde de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding van de sterilisator in acht te worden genomen (elke autoclaaf dient van een CE-markering te zijn voorzien).

Naar huidige inzichten geniet steriliseren met een autoclaaf (stoomsterilisator) de voorkeur. Het gebruik van heteluchtovens wordt sterk ontraden omdat deze beduidend minder betrouwbaar zijn dan autoclaven. Hiernaast kan de lange blootstelling aan de hoge temperatuur, verkleuringen op het instrumentarium veroorzaken.



Bij het steriliseren van de instrumenten dient u gebruik te maken van onderstaande sterilisatiemethode (de instrumenten zijn niet geschikt voor andere methoden).

### Stoomsterilisatie

- Sterilisatie met gefractioneerd voorvacuüm of zwaartekracht stoomsterilisatie\* (met voldoende droging van het instrument)
- Stoomsterilisator volgens DIN EN 13060 of DIN EN 285
- Gevalideerd volgens DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665 (geldig inbedrijfstelling en product specifieke prestatiebeoordeling)
- Maximale sterilisatietemperatuur 134 ° C (273 ° F); plus tolerantie volgens DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 17665
- Sterilisatietijd (expositietijd en sterilisatietemperatuur) Min. 3 minuten bij 134 ° C (273 ° F)

\* De minder effectieve zwaartekrachtmethode mag alleen worden gebruikt wanneer sterilisatie met gefractioneerd voorvacuüm niet beschikbaar is.

Flash-sterilisatie of sterilisatie van onuitgepakte instrumenten is op geen enkele wijze toegestaan. Maak hiernaast ook geen gebruik van; hetelucht-, stralings-, formaldehyde-, ethyleenoxide-, of plasmasterilisatie.

Om de geschiktheid van de instrumenten voor een effectieve stoomsterilisatie aan te tonen, is een test uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium. Deze heeft de geschiktheid van de instrumenten aangetoond conform de testspecificaties ISO 13402:1995.

**⚠ LET OP: STERILISATIE IS GEEN VERVANGING VOOR REINIGING**

### 10.7 Onderhoud - smering

Breng na de reiniging/desinfectie/sterilisatie enkele druppels nieuwe smering aan op de siliconen O-ringen of cilinder van de oorspuit. Goede smering is essentieel voor het behoud alsmede het goed functioneren van de oorspuit.

Wij adviseren gebruik te maken van een synthetisch, biologisch afbreekbaar smeermiddel dat specifiek is bedoeld voor toepassing op medische instrumenten. Voordeel hiervan ten opzichte van “traditionele” oliën en vetten is de afwezigheid van giftige stoffen (niet schadelijk voor de mens), het wordt niet afgebroken door contact met water, en het biedt optimale smering zonder hierbij de materialen aan te tasten (zoals de siliconen O-ringen).

Belangrijk: Voor het correct functioneren van de oorspuit is het van essentieel belang dat deze stap wordt uitgevoerd. Juiste smering voorkomt wrijving en zorgt ervoor dat de stamper zich vrijelijk (zonder te veel wrijving) door de tube kan bewegen. Indien de spuit niet gesmeerd wordt kan deze op termijn dusdanig stroef gaan lopen dat de O-ringen (door te veel wrijving) tijdens de behandeling, van de stamper zal “lopen”. Dit kan gevaar geven voor de patiënt.



### 10.8 Hermonteren

Na het reinigen, desinfecteren, steriliseren en onderhoud van de oorspuit en de afzonderlijke onderdelen dient het instrument te worden gehermonteerd. Plaats hierbij de zuiger recht terug en begeleid de siliconen O-ringen de cilinder in zodat deze niet uit hun uitsparing gedrukt worden. Draai vervolgens de afdekdop voorzichtig (dit ter voorkoming van het beschadigen van het schroefdraad)

op de tube. Haal tot slot de zuiger enkele malen op en neer om de smering gelijkmatig te verspreiden alsmede de werking van de oorspuit te controleren. De oorspuit is nu klaar voor hergebruik.

### **10.9 Opslag steriele medische hulpmiddelen**

Gesteriliseerde medische hulpmiddelen verliezen hun steriliteit wanneer de verpakking niet meer intact is. Dit kan worden veroorzaakt komen door onjuiste opslagcondities. Om de steriliteit van de instrumenten tot het gebruiksmoment te kunnen garanderen, moeten de instrumenten worden opgeslagen in een stofvrije, droge omgeving en moet worden voorkomen dat er temperatuurschommelingen voorkomen. Zie voor de details omtrent opslagduur; DIN-EN-868-5:2019 en tabel 1 van DIN 58 953 – deel 9.

### **10.10 Inspectie voorafgaand aan gebruik**

Voor gebruik dienen de instrumenten visueel te worden geïnspecteerd door de gekwalificeerde gebruiker. Controleer de instrumenten op breuken, scheuren, vervormingen en beschadigingen. Hierbij dient specifiek te worden gelet op snijvlakken, uiteinden, sluitingen, sloten, ratchets en alle beweegbare delen. Verder dient te worden opgelet of de instrumenten schoon zijn en of deze correct functioneren.

- Defecte of niet correct functionerende instrumenten (versleten, aangetast, vervormd of anderszins beschadigd) dienen te allen tijde uit de roulatie te worden gehaald en indien mogelijk voor reparatie te worden aangeboden.
- Indien instrumenten visueel niet volledig schoon zijn dienen deze nadere reiniging te ondergaan.

### **10.11 Onderhoud instrumenten**

Het onderhouden van instrumenten omvat het aanbrengen van onderhoudsmiddelen (smeermiddelen) nadat de instrumenten zijn gereinigd en gedesinfecteerd. Het smeren van chirurgische instrumenten (welke dit nodig hebben) is een belangrijke stap bij het voor hergebruik geschikt maken van de instrumenten. Het smeermiddel dient te worden aangebracht op de bewegende (scharnierende) delen van de instrumenten. Deze kunnen zodoende vrijelijk bewegen en zijn beter beschermd tegen afzettingen en slijtage (waardoor wrijvingscorrosie wordt voorkomen).

Het is van groot belang dat wordt gekozen voor een smeermiddel dat geschikt is voor de sterilisatiemethode welke u uitvoert (het smeermiddel dient permeabel en hittebestendig te zijn). Het smeermiddel dient aangebracht te worden op het instrument alvorens deze gesteriliseerd wordt.

### **10.12 (Interne) verplaatsing na verwerking**

Om schade tijdens het verplaatsen (naar de gebruikslocatie) van de chirurgische instrumenten te voorkomen, moeten deze in daarvoor bestemde houders worden geplaatst of met hulpmiddelen tegen verschuiven worden beveiligd.

## **11. Opslag niet steriele instrumenten (voor ingebruikname)**

De herbruikbare niet-steriele instrumenten moeten in een schone, droge omgeving worden bewaard. De omgeving dient beschermd te zijn tegen vocht, stof, extreme temperaturen/vochtigheid en tegen ongedierte.

De opslag van instrumenten moet zodanig worden uitgevoerd, dat is uitgesloten dat deze elkaar kunnen beschadigen. Gebruik eventueel tip covers om scherpe uiteinden te beschermen.

## **12. Materiaalbestendigheid**

Bij de keuze van het Reinigings- en desinfectiemiddel dient men er rekening mee te houden dat deze vrij zijn van de volgende bestanddelen:

- Biologische, minerale en oxiderende zuren
- Sterke loog oplossingen. PH >11 is niet toegestaan (mild alkalische reinigers zijn aanbevolen)
- Organische oplosmiddelen (alcoholen, aceton)
- Benzine
- Gehalogeneerde koolwaterstoffen (chloor, jodium)
- Ammoniak

## **13. Herbruikbaarheid/levensduur**

De instrumenten kunnen worden hergebruikt mits deze niet zijn beschadigd en correct functioneren. De levenscyclus is beperkt als gevolg van schade en normale slijtage. Instrumenten welke zijn beschadigd en/of niet correct functioneren dienen te worden gescheiden van de overige instrumenten. Houd hierbij rekening met de beperkingen van paragraaf 8 met betrekking tot de ziekte van Creutzfeldt-Jacob (CJK).

Wij definiëren niet het maximale aantal keren dat een instrument kan worden gebruikt of dat deze de bereidingscyclus kan doorlopen. De levenscyclus is afhankelijk van vele factoren, waaronder de aard en de duur van het gebruik, alsmede de behandeling, opslag en transport van de instrumenten. Grondig onderzoek en testen van het functioneren vóór het volgende gebruik is de beste wijze om niet-functionerende instrumenten op te sporen en te sorteren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat door detergentresiduen, de biologische verenigbaarheid van de instrumenten niet kan worden gegarandeerd. De observatie/waarneming van de gebruiker is hierin leidend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van deze richtlijnen.

## **14. Garantie**

De herbruikbare chirurgische instrumenten van Daxtrio Medische producten zijn vrij van product mankementen op het gebied van materiaal en vakmanschap. Al onze chirurgische instrumenten zijn ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen. Hierdoor geven wij vijf jaar garantie op al onze algemene chirurgische instrumenten. Voorwaarde hiervoor is dat de instrumenten worden onderhouden alsmede gereinigd op de juiste wijze en dat de instrumenten worden gebruikt door een gekwalificeerd gebruiker voor het beoogde doeleind.

## **15. Retouren**

Retouren binnen deze gebruiksinstructie hebben betrekking op herbruikbare niet-steriele instrumenten die (al dan niet gebruikt) naar de fabrikant worden teruggestuurd.

De herbruikbare niet-steriele instrumenten kunnen zijn gebruikt bij of op patiënten die zowel herkende als niet-herkende infecties met zich mee kunnen dragen. Om te voorkomen dat infecties

zich kunnen verspreiden, moeten alle herbruikbare instrumenten na gebruik bij een patiënt goed worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd.

Retourzendingen van gebruikte instrumenten zijn enkel toegestaan nadat een zichtbare desinfectie/sterilisatie is uitgevoerd (een verpakking met sterilisatie-indicator, ontsmettingscertificaat et cetera). De bijbehorende hygiëne en bedrijfsvoorschriften dienen hierbij te worden nageleefd.

Mocht zich een ernstig incident voordoen (waarbij het product van invloed is geweest op verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt of er een gevaar is voor de volksgezondheid), meld dit dan aan de fabrikant én bij de binnen uw land bevoegde autoriteit. Bevoegde autoriteit voor Nederland: [meldpunt@igj.nl](mailto:meldpunt@igj.nl)

## **16. Klachtafhandeling**

Breng Daxtrio Medische producten onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte van klachten, defecten of incidenten welke verband hebben met het instrument. Bewaar indien mogelijk het betrokken product en retourneer dit naar Daxtrio Medische producten.

## **17. Aansprakelijkheid**

Daxtrio Medische producten is niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

Daxtrio Medische producten heeft geen enkele controle over het uiteindelijke gebruik van de chirurgische instrumenten en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door onjuiste toepassing of onjuist gebruik, of door een ontbrekende controle van de functionaliteit door de gebruiker.

Daxtrio Medische producten kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor instrumenten (of onderdelen) die zijn gerepareerd en/of gewijzigd of waarbij een poging hiertoe is gedaan, behalve indien de reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door Daxtrio Medische producten.

Complicaties of andere effecten die het gevolg kunnen zijn van een onjuiste indicatie of chirurgische techniek, ongeschikte materiaalkeuze of -behandeling, onjuiste sterilisatie, gebrekkig gereinigde of gesteriliseerde medische instrumenten, asepsis etc., vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, waarvoor Daxtrio Medische producten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bij niet-naleving aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

## **18. Standaarden – Referenties**

AKI - "Proper Maintenance of Instruments" Guide

RKI - Recommendation: "Hygiene Requirements with regard to the Preparation of Medical Products"

DIN EN 13060 Small steam sterilizers

DIN EN 285 Large steam sterilizers

DIN EN ISO 15883-1-3 Washer-Disinfectors

DIN EN ISO 17664/ANSI AAMI ST81 Sterilization - Manufacturer's Information

DIN EN ISO 17665-1 Sterilization process – Moist heat

DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 and EN 868-2 until -10 Packaging materials