

## AANBEVOLEN BEHANDELTIJDEN

In het onderstaande overzicht worden veel voorkomende dermatologische indicaties in de praktijk vermeld, welke geschikt zijn voor behandeling met de Cryoalfa pen op  $-89^{\circ}\text{C}$ .

Dit zijn slechts aanbevolen behandel tijden. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de dikte van de huid etc.

<u>Indicatie</u>	<u>Behandeltijd in seconden</u>
------------------	---------------------------------

Aging pigmentatie	1-2
Lentigines seniles	2-3
Lentigines maligna	4-5
Acne	4-6
Juvenile wratten	3-4
Aktinische keratosen	5-7
Solare keratosen	4-5
Keratoma senile	7-8
Basalioma	8-9
Ssm	3-4
Naevus pigmentosus	8
naevuszellnaevus	8
naevus flammeus	6
naevofibrom	8-10
zachte fibrome	4-5
cavernose angiome	4-6
kapillar-kavernoses anginom	4-5
hämangiolympfangiom	6-8
keloids	4-6
verrucae vulgares	8-10
plantar wrat	10-12
verrucae seborhoicae	6-8
mollusca contagiosum	3-5
erythema lodes chronicus	3-5
granuloma anulare	5-6
prurigo nodularis	4-6
lichen rubber papelu	4-6
condyloma	8-12
spinaliome	8-10
sarcomas	8-10
lidbasaliome	6-10
lid tumors	6-8
lippenkarzinom	2-5