

GOED GE-AARD STOPCONTACT WELKE 3 KiloWatt MAG en KAN hebben. ( anders een probleem .) bij twijfel vraag dit na.!!

Bij een electricien

ONDER DEZE DEKSEL

Vuil water -- schoon water



Waterslot !! indien er geen water komt deze losdraaien ..wel eerst kraan sluiten ..!!

Meladem-40 werkt op 2 patronen art.nr 42016.

Aqua dem Water outlet

Afvoer vuil water via achterzijde autoclaaf op wasbak / aanrecht o.i.d.

