

Eenvoudig kostenbesparend testen

Hoge nauwkeurigheid, toegankelijk voor alle patiënten.



Mogelijkheid om tot 100 teststrips per jaar³ te besparen door gebruikers een tweede kans te geven om gedurende maximaal 30 seconden meer bloed op de dezelfde teststrip aan te brengen

24 MONTHS SHELF LIFE

Minder verspilling dankzij een lange houdbaarheid van maximaal 24 maanden. De houdbaarheidsdatum blijft hetzelfde, zelfs na opening van de flacon.



Ondersteuning voor uzelf en uw patiënten



Support team in Nederland is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag om te helpen bij vragen en ondersteuning (0800 235 22 937)



Eenvoudig toegang tot onze bibliotheek met zelfhulpvideo's ter ondersteuning voor u en uw patiënten.



Ga naar de instructievideo's via www.diabetes.ascensia.nl/contour-plus-blue/instructievideos of scan deze QR-code

Referenties

1. CONTOUR®PLUS BLUE BGMS User Guide, October 2018. 2. Grady M *et al.* *J Diabetes Sci Technol.* 2018;12:1211–1219. 3. Data on File. Ascensia Diabetes Care. Protocol GCA-PRO-2018-006-01 (NCT03730480). 4. Market Research; Ascensia Diabetes Care, Hall & Partners online market research, conducted April/May 2015.

Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V., Vermogenweg 107, 3641 SR Mijdrecht. Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo, Contour, SmartCOLOUR en Second-Chance zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.

Datum voorbereiding: november 2021 - LMR-ADC-NL-2022009-L-NL



Contour
Evolving with you

Zo eenvoudig is het

Nieuwe CONTOUR®PLUS BLUE
koppelbare meter



Een bloedglucosemonitorsysteem dat is ontworpen om diabetes met gemak en vertrouwen te helpen managen



Eenvoudig

Het nieuwe CONTOUR®PLUS BLUE systeem is direct vanuit de verpakking te gebruiken

Het CONTOUR®PLUS BLUE systeem levert betrouwbare resultaten in 3 eenvoudige stappen:



Stap 1
Teststrip inbrengen



Stap 2
Bloed aanbrengen




Stap 3
Bekijk de resultaten

Duidelijk

De gemakkelijk te begrijpen smartCOLOUR® doelwaardenindicator heeft 3 kleuren om aan te geven waar het bloedglucoseniveau zich binnen het persoonlijk doelbereik bevindt¹

De makkelijk te begrijpen smartCOLOUR® doelwaardenindicator:



Resultaten verbonden aan kleurenindicatoren kunnen mensen met diabetes helpen bij het verbeteren van hun HbA1c waarde²



Krijg een tweede kans



Second-Chance® sampling geeft u 30 seconden de tijd om meer bloed aan te brengen op dezelfde teststrip en kan voorkomen dat u opnieuw moet prikken¹



Second-Chance® Sampling

Patiënten verkiezen een tweede kans

81% van de medisch zorgverleners zegt dat hun patiënten de voorkeur geven aan een systeem waarbij ze meer bloed op dezelfde teststrip kunnen aanbrengen³

Help geld te besparen en verspilling te verminderen

Second-Chance® sampling kan elke patiënt de mogelijkheid bieden om tot 100 teststrips per jaar te besparen^{4}**

*Raadpleeg voor gebruik de CONTOUR®PLUS BLUE gebruikershandleiding voor volledige instructies.

** Gemiddelde verspilling van teststrip geschat door professionals in de gezondheidszorg. Gegevens en citaten verzameld via online onderzoek onder 200 HCP's en 200 patiënten met diabetes in de VS, CAN, DE en het Verenigd Koninkrijk.⁴